



Microlab 500 Serie

Prinzip

Die Microlab der Serie 500 sind Dispenser oder Dilutoren, die in der Probenvorbereitung und bei allgemeinen Dosier- oder Verdünnungsanwendungen benützt werden. Die Geräte werden entweder über ein Handcontroller (mit oder ohne Speichermöglichkeit) oder per Software über die serielle Schnittstelle angesteuert. Die optionale Windows-Software ermöglicht das einfache, visuelle Erstellen von eigenen Dosier- oder Verdünnungsprogrammen. In Kontakte mit dem Laufmittel kommen Materialien aus Teflon, Kel-F und Glas.

Dispenser

Die Microlab Dispenser (ML501A, ML504A, ML510B, ML540B, ML511C, ML541C) dienen der reproduzierbaren, hochpräzisen Abgabe von Flüssigkeiten. Die Geräte sind als Einfach- oder Doppeldispenser verfügbar. Jeder Kanal kann autark Flüssigkeiten aufnehmen und abgeben.

Dilutoren


Die Microlab Dilutoren (ML503A, ML530B, ML531C) sind für das einfache, bequeme und akurate Verdünnen von Proben gedacht. Eine Spritze fördert die Probe, die andere Spritze das Verdünnungsmedium.

Technische Spezifikationen

Lieferumfang	Dispenser/Dilutor, 1 oder 2 Spritzen, Ventil, Zu- und Ablaufschläuche, Handbuch, Netzkabel, Handcontroller und Handgriff (außer bei C-Modellen)
Druckbereich	0 ... 6 bar
Genauigkeit Reproduzierbarkeit	besser 1% besser 1%
Ansteuerung	Handcontroller, RS232-Schnittstelle Klinkenbuchse für Hand-/Fußschalter
Spritzen für Dispenser Spritzen für Dilutoren	TLL-Spritzen (25µl bis 25ml) TLL-Spritzen (25µl bis 25ml) DX-Spritzen (25µl bis 1ml) für Probe
Versorgung	230 V / AC 50 Hz
Abmessungen	B 170 x H 350 x T 230 mm
Gewicht	5 kg
Optionen	Windows-Software, RS232-Kabel
1-Spritzen-Dispenser ohne Speicher	ML501A
1-Spritzen-Dispenser mit Speicher	ML504A
2-Spritzen-Dispenser ohne Speicher	ML510A
2-Spritzen-Dispenser mit Speicher	ML540A
1-Spritzen-Dispenser ohne Controller	ML511C
2-Spritzen-Dispenser ohne Controller	ML541C
Dilutor ohne Methodenspeicher	ML503A
Dilutor mit Methodenspeicher	ML530B
Dilutor ohne Controller	ML531C

Per Post oder einfach per Fax an 06205 / 9450-33

- Schicken Sie mir bitte ein schriftliches Angebot
- Rufen Sie mich bitte an:
.....
- Vereinbaren Sie bitte einen Vorführungstermin mit mir



Rheinauer Str. 4 · D-68766 Hockenheim
Tel. 0 62 05 / 94 50-0
Fax 0 62 05 / 94 50-33
info@duratec.de
www.duratec.de

.....
Firma

.....
Name

.....
Abteilung

.....
Straße / Gebäude

.....
PLZ / Ort

.....
eMail

DURATEC
ANALYSENTECHNIK GMBH

Rheinauer Strasse 4

D-68766 Hockenheim